

GANZ Thermometer


Nowe tryby pracy w GenSTAR VMS
v. 1.4.130.0.9.2.0



Data wydania: 28.05.2020r


Tryb prywatny

Tryb prywatny pozwala na weryfikację temperatury osób wchodzących z pominięciem podglądu na żywo oraz zdjęć w pomiarach. Zdjęcia do archiwum zapisywane są w tle.




Tryb prywatny - twarz

Tryb prywatny twarzy pozwala na weryfikację temperatury osób wchodzących z podglądem na żywo, ale z pominięciem zdjęć w pomiarach temperatury. Zdjęcia do archiwum zapisywane są w tle.



Tryb prywatny -temperatura


Tryb prywatny temperatury pozwala na weryfikację temperatury osób wchodzących z podglądem na żywo oraz ze zdjęciami w pomiarach temperatury. W tym wypadku temperatura nie jest wyświetlana. W pomiarach są informacje czy temperatura jest normalna, za wysoka lub odmienna, jest to sygnalizowane czcionką o odpowiednim kolorze. Zdjęcia do archiwum zapisywane są w tle.



Sprawdzanie maseczki na twarzy

Najnowsza wersja GenSTAR VMS pozwala na sprawdzanie, czy osoba skanowana przez system posiada maseczkę na twarzy.

Program wyświetla komunikat informacyjny oraz generuje komunikat głosowy „brak maseczki”.





Pobierz najnowszą wersję

Oprogramowanie GenSTAR VMS jest dostępne do pobrania na stronie www.pliki.cbcpoland.pl

Poniżej znajduje się bezpośredni link do pobrania najnowszej wersji opisanej w niniejszym dokumencie:

GenSTAR VMS (**Server + Client**)

http://pliki.cbcpoland.pl/Recorders_NVR_DVR/NR8-DRH8-series_GenSTAR/!PC_APP_GenSTAR_VMS/GenSTAR%20VMS_V1.4.130.0.9.2.0_20200525.exe.zip

GenSTAR VMS (**Client**)

http://pliki.cbcpoland.pl/Recorders_NVR_DVR/NR8-DRH8-series_GenSTAR/!PC_APP_GenSTAR_VMS/GenSTAR%20VMS_V1.4.130.0.9.2.0_20200525_client.exe.zip

